


ANNEXE 1

1. MESURE DE LA FREQUENCE D'UNE TENSION SINUSOÏDALE



NOM 1 :


NOM 2 :

Valeur de la base de temps : B =

Valeur du calibre : C =

(n'oubliez pas l'unité)

2. MESURE DE LA FREQUENCE D'UNE TENSION TRIANGULAIRE




Valeur de la base de temps : B =

Valeur du calibre : C =

(n'oubliez pas l'unité)

3. MESURE DE LA FREQUENCE D'UNE TENSION EN CRENEAUX



Valeur de la base de temps : B =

Valeur du calibre : C =

(n'oubliez pas l'unité)